



On The Mark™



VIRUCIDAL / BACTERICIDAL

DIN# 02462575

FAST EFFECTIVE ANTIBACTERIAL FORMULA DISINFECTS and SANITIZES. Kills 99.9% of Bacteria in just 5 Seconds! BLEACH-FREE, ALCOHOL-FREE

RECOMMENDATIONS:

- FOOD PROCESSING FACILITIES
- GENERAL CLEANING
- DISINFECTING, DEODORIZING
- DISINFECT and SANITIZE FOOD SERVICE ESTABLISHMENT FOOD CONTACT SURFACES with rinsing
- DISINFECT AND SANITIZE NON-FOOD CONTACT SURFACES without rinsing
- USE IN: hospitals and healthcare settings, home health care, hospices, laundry rooms, nursing homes, catering facilities, banquet halls, institutional kitchens and/or bathroom.

KEY FEATURES/BENEFITS:

When used as directed, this product contains 3000 ppm of active germicide making it effective against a wide variety (broad-spectrum) of microorganisms (including bacteria, antibiotic resistant bacteria and viruses.) This product is a one-step hospital-use disinfectant cleaner and deodorant designed for general cleaning, disinfecting of hard, non-porous inanimate surfaces. Quickly removes dirt, grime, food residue, blood and other organic matter commonly found in health care facilities. This product is not for use on critical and semi-critical medical device surfaces.

VIRUCIDAL/BACTERICIDAL

**Kills Rhinovirus, Norovirus, Canine Parvovirus in 5 minutes!
Kills Poliovirus in 5 minutes!**

Kills Pandemic 2009 H1N1 Influenza A virus (formerly called swine flu), Staphylococcus aureus (Staph), Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (Staph), Salmonella enterica (Salmonella), Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin Resistant Enterococcus faecium (VRE), Multi-Drug Resistant (MDR) Acinetobacter baumannii Cefazidime and Gentamicin Resistant, Extended Spectrum Beta-Lactamase Escherichia coli (E.coli), Klebsiella pneumoniae New Delhi Metallo-Beta Lactamase (NDM-1) Carbapenem Resistant.

Disinfecting and cleaning all in one. 99.9% effective in 5 seconds against Staphylococcus aureus (Staph) (ATCC 6538), Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352). Effective against odor-causing bacteria. Ideal for cleaning and sanitizing, disinfecting any non-porous surface. Kills 99.9% of Staphylococcus aureus (Staph) (ATCC 6538), Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352) in just 5 seconds! This product is bactericidal in the presence of organic soil (5% blood serum) against Salmonella enterica (ATCC 10708), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), Staphylococcus aureus (Staph) (ATCC 6538), Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) (ATCC 33591) and Vancomycin Resistant Enterococcus faecium (VRE) (ATCC 51559) at 5 minutes contact time.

VIRUCIDAL ACTIVITY:

This product is an effective virucide on hard, non-porous surfaces against Human Immunodeficiency Virus Type-1 (HIV-1) and Avian Influenza Virus (H5N1) NIBRG-14, Feline Calicivirus, Norovirus (Norwalk Virus), Canine Parvovirus and Rhinovirus Type 14 (ATCC VR-284), Human Rotavirus (ATCC VR-2018), Hepatitis B Virus (HBV), Hepatitis C Virus (HCV), Duck Hepatitis B Virus (DHBV) and Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) when the treated surface is allowed to remain wet for 5 minutes. This



42364: 6/1L
Ready To Use Formula

42365: 4/4L
Ready To Use Formula

product is effective against Poliovirus Type 1 (ATCC VR-1562) when the treated surface is allowed to remain wet for 5 minutes. Allow treated surfaces to air dry or wipe off with a clean cloth. Respiratory illnesses attributable to Pandemic 2009 H1N1 are caused by Influenza A virus. This product is a broad-spectrum virucidal hard surface disinfectant that has been shown to be effective against Polio virus and is expected to inactivate all Influenza A viruses including Pandemic 2009 H1N1 (formerly called swine flu) and 2019 novel Coronavirus (SARS-CoV-2, COVID-19).

DISINFECTS, DEODORIZES:

This product is an effective disinfectant against: Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), Salmonella enterica (Salmonella) (ATCC 10708), Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) (ATCC 33591), Vancomycin Resistant Enterococcus faecium (ATCC 51559), Multi-Drug Resistant (MDR) Acinetobacter baumannii Cefazidime and Gentamicin Resistant, Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae New Delhi Metallo-Beta Lactamase (NDM-1) Carbapenem Resistant.

SANITIZES FOOD CONTACT AND NON-FOOD CONTACT SURFACES:

This product is an effective sanitizer against Staphylococcus aureus (Staph) (ATCC 6538) and Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352). Will not harm most surfaces: including acrylic, sealed fiberglass and vinyl. Food contact surfaces must be rinsed.

ACTIVE INGREDIENTS:

Alkyl (60% C ₁₄ , 30% C ₁₆ , 5% C ₁₂ , 5% C ₁₀)	0.15% w/w
dimethyl benzyl ammonium chloride	0.15% w/w
Alkyl (68% C ₁₂ , 32% w C ₁₄) dimethyl	
ethylbenzyl ammonium chloride	0.15% w/w

PHYSICAL PROPERTIES:

Physical State: Liquid
Appearance: clear, colorless liquid
Odour: mild
pH: 11.5-12.5
Specific Gravity: 1.01
Solubility in Water: Very Soluble
Viscosity: As Water

SIZES:

42364: 6/1L Ready To Use Formula
42365: 4/4L Ready To Use Formula

SDS AVAILABLE UPON REQUEST #1090



On The Mark™



VIRUCIDE / BACTERICIDE

DIN# 02462575

UNE FORMULE ANTIBACTÉRIENNE EFFICACE RAPIDE DÉSINFECTION et NETTOYAGE Tue 99,9% des bactéries en seulement 5 secondes ! SANS JAVEL, SANS ALCOOL

RECOMMANDATIONS :

- FACILITÉS DE TRAITEMENT ALIMENTAIRE
- NETTOYAGE GÉNÉRAL
- DÉSINFECTION, DÉODORISATION
- DÉSINFECTER ET ASSAINISSER ETABLIR UN SERVICE DE SERVICE ALIMENTAIRE SURFACES DE CONTACT ALIMENTAIRE avec rinçage
- DÉSINFECTER ET ASSAINISSER LES SURFACES DE CONTACT NON ALIMENTAIRES sans rinçage
- UTILISATION: hôpitaux et établissements de santé, soins de santé à domicile, hospices, salles de lavage, maisons de repos, installations de restauration, salles de banquet, cuisines institutionnelles et / ou salle de bains.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :

Lorsqu'il est utilisé comme indiqué, ce produit contient 3000 ppm de germicide actif, ce qui le rend efficace contre une grande variété (à large spectre) de microorganismes (y compris les bactéries, les bactéries et les virus résistant aux antibiotiques). Ce produit est un nettoyant désinfectant pour usage hospitalier en une étape et désodorisant conçu pour le nettoyage général, la désinfection de surfaces inanimées difficiles et non poreuses. Enlève rapidement la saleté, les résidus d'aliments, le sang et d'autres matières organiques couramment trouvées dans les établissements de soins de santé. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sur des surfaces de dispositifs médicaux critiques et semi-critiques.

VIRUCIDE / BACTERICIDE

**Tue Poliovirus, Norovirus, Canine Parvovirus en 5 minutes!
Tue le Rhinovirus en 5 minutes!**

Kills Pandemic 2009 Influenza A H1N1 virus (anciennement appelé la grippe porcine), Staphylococcus aureus (Staph), Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (Staph), Salmonella enterica (Salmonella), Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), Enterococcus faecium résistant à la vancomycine (VRE), Résistant à plusieurs médicaments (MDR) Acinetobacter baumannii Résistant à la Ceftriaxime et à la Gentamicine, Escherichia coli (E. coli) à spectre étalé bêta-lactamase, Klebsiella pneumoniae New Delhi Metallo-Beta Lactamase (NDM-1) Résistant aux Carbapénèmes.

Désinfection et nettoyage tout en un. 99,9% efficace en 5 secondes contre Staphylococcus aureus (Staph) (ATCC 6538), Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352). Efficace contre les bactéries odorantes. Idéal pour nettoyer et désinfecter toute surface non poreuse. Tue 99,9% de Staphylococcus aureus (Staph) (ATCC 6538), Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352) en seulement 5 secondes! Ce produit est bactéricide en présence de sol organique (5% de sérum sanguin) contre Salmonella enterica (ATCC 10708), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), Staphylococcus aureus (Staph) (ATCC 6538), Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 33591) et d'Enterococcus faecium résistant à la vancomycine (VRE) (ATCC 51559) à 5 minutes de temps de contact.

ACTIVITÉ VIRUCIDE : Ce produit est un virucide efficace sur des surfaces dures et non poreuses contre le virus de l'immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) et le virus de la grippe aviaire (H5N1) NIBRG-14, Calicivirus félin, Norovirus (Virus Norwalk), Le Parvovirus Canin et le Rhinovirus Type 14 (ATCC VR-284), Rotavirus humain (ATCC VR-2018), Virus de l'hépatite B (VHB), Le virus de l'hépatite C (VHC), Le virus de l'hépatite B du canard (DHBV) et le virus de la diarrhée virale bovine (BVDV) lorsque la surface traitée est laissée mouillée pendant 5 minutes. Ce produit est efficace



42364: 6/1L
Formule prête à l'emploi

42365: 4/4L
Formule prête à l'emploi

contre le Poliovirus Type 1 (ATCC VR-1562) lorsque la surface traitée est laissée mouillée pendant 5 minutes. Laisser les surfaces traitées sécher à l'air ou essuyer avec un chiffon propre. Les maladies respiratoires attribuables à Pandemic 2009 H1N1 sont causées par le virus de la grippe A. Ce produit est un désinfectant virucide pour les surfaces dures à large spectre qui s'est avéré efficace contre le virus de la polio et devrait inactiver tous les virus grippaux A, y compris Pandemic 2009 H1N1 (anciennement appelé grippe porcine) **et le 2019 novel Coronavirus (SARS-CoV-2, COVID-19).**

DÉSINFECTION, DÉODORISATION : Ce produit ne doit pas être utilisé pour nettoyer les ustensiles de cuisine, la verrerie et la vaisselle. Ce produit est un désinfectant efficace contre: Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), Salmonella enterica (Salmonella) (ATCC 10708), Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (MRSA) (ATCC 33591), Enterococcus faecium résistant à la vancomycine 51559) Résistant aux micro-médicaments (MDR) Acinetobacter baumannii Ceftriaxime et résistant à la gentamicine, bêta-lactamase à spectre étendu (ESBL) Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae New Delhi Metallo-Beta Lactamase (NDM-1) Résistant aux Carbapénèmes.

ASSAINISSANT LES SURFACES DE CONTACT ALIMENTAIRES ET NON ALIMENTAIRES : Ce produit est un désinfectant efficace contre Staphylococcus aureus (Staph) (ATCC 6538) et Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352). Ne nuira pas à la plupart des surfaces: y compris l'acrylique, la fibre de verre scellée et le vinyle. Les surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées.

INGRÉDIENTS ACTIFS :

Alkyl (60% C₁₄, 30% C₁₆, 5% C₁₂, 5% C₁₀)
dimethyl benzyl ammonium chloride.....0.15% w/w
Alkyl (68% C₁₂, 32% w C₁₄) dimethyl
ethylbenzyl ammonium chloride.....0.15% w/w

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

État physique : Liquide
Aspect : Liquide clair incolore
Odeur : doux
pH : 11,5-12,5
Gravité spécifique : 1.01
Solubilité dans l'eau : Très soluble
Viscosité : que l'eau

FORMATS :

42364 : 6/1L Formule prête à l'emploi
42365 : 4/4L Formule prête à l'emploi

FICHE SIGNALÉTIQUE SUR DEMANDE # 1090